

## 2. Uji Konfirmasi Probiotik dilakukan dengan metoda API CHL 50



Kultur murni *L. pantarum* dan *L. fermentum*

Dicampurkan 9 ml PBS

Ditambah HCl 0,1 N  
Inkubasi 37°C, 3 jam

Penghitungan populasi

### 3. Ketahanan Probiotik di Garam Empedu

Kultur murni *L. plantarum* dan *L. fermentum*



9 ml MRSB + Garam Empedu,  
inkubasi 6 jam



Pemupukan ke media MRSA,  
Inkubasi 37°C 48 jam



Penghitungan populasi